

## Digitalpaket C-Bogen

Aufrüstpaket zur C-Bogen Digitalisierung. Beinhaltet USB-Schnittstelle, integrierten Bildspeicher sowie Speicherung im DICOM Format. Für alle C-Bogen Hersteller wie Ziehm, Philips, Siemens oder OEC verfügbar. Preis ab 2.990,- €.

Die Erweiterung eines herkömmlichen C-Bogens mit dem EBA Digitalpaket eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Zum einen bietet der integrierte Bildspeicher die Möglichkeit zur Speicherung von tausenden Aufnahmen direkt im Gerät. Mithilfe der USB-Schnittstelle lassen sich die Aufnahmen jederzeit unkompliziert im .jpg, .bmp oder sogar DICOM-Format an einen PC übertragen. Das Arbeiten von mehreren Ärzten mit einem Gerät ist damit problemlos möglich, jeder Chirurg kann beispielsweise die Aufnahmen seines Eingriffs auf seinem USB-Stick speichern.

-  **USB Schnittstelle**
-  **DICOM**
-  **Bildspeicher**

.....  
*WENN LÖSUNGEN ZÄHLEN.*

Windmühlberg 3 • D-91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981-95680 • Telefax: +49 (0) 981-95681 • E-Mail: [info@eba-ag.de](mailto:info@eba-ag.de) • Internet: [www.eba-ag.de](http://www.eba-ag.de)