

EBA AG, Windmühlberg 3, 91522 Ansbach

Angebot			
Angebotsnr.	Datum	Gültig bis	Seite
<b>20181460</b>	01.01.2018	31.12.2018	1 / 3
Kundennummer	Referenz		
-			
Ihr Ansprechpartner	Email		
Klaus Böhmendorfer	klaus.boehmendorfer@eba-ag.de		
Tel.	Fax		
0981 / 977 886 19	0981 / 9 56 81		
Lieferadresse			
Rechnungsadresse ist gleich Lieferadresse			

Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
1 <b>Siemens Arcadis Varic</b>	1,00	System	25.900,00 €	25.900,00 €

**Mobiler C-Bogen, refurbished**

Doppelmonitor TFT (2 x 17"), 23 cm Bildverstärker (17 cm)  
 Handauslöseschalter, Doppelfußschalter (Durchleuchtung/Puls)  
 Flächendosisproduktmessgerät (FDPM)  
 digitaler Bildspeicher, Farbcodierte Bremshebel  
 Iris- und Schlitzblende, automatische Dosisleistungsregelung  
 Bedienung mit Maus  
 Gebrauchsanweisung, Anlagenbuch

Alle wichtigen Funktionen sind direkt vom Fahrstativ aus steuerbar  
 Kompaktes Multitalent in der intraoperativen Bildgebung mit 1K Bildkette  
 Einfacher Workflow dank Arcadis Varic Benutzeroberfläche

**Durchleuchtungsmodi:**

Dauerdurchleuchtung, gepulste Durchleuchtung,  
 Halbdosis, Benutzerdefinierbare Programme

**Bildnachbearbeitung:**

Kantenanhebung, Rotation, Spiegelung, Zoom, Kontrast- und Helligkeitseinstellung,  
 Invertieren, Rauschunterdrückung, Shutter, Pixelshift, Landmark (optional)

**Zusatzausstattung / Optionen:**

Sony Videoprinter  
 Laserzieleinrichtung  
 USB-Schnittstelle  
 CD-Brenner  
 Erweiterter Bildspeicher  
 DSA (Subtraktionsangiographie)  
 Roadmap  
 DICOM 3.0

**Technische Daten:**

**Generator**

20 kHz Hochfrequenzgenerator  
 1,4 kW Nennleistung bei 102kV / 14 mA / 0,12s  
 Leistung Durchleuchtung: 40kV / 0,2mA - 110kV / 8,9mA  
 Netzanschluss: 230 V, (Sicherung Netzeingang 15 A)

**Röntgenröhre**

Festanoden-Röhre  
 Brennfleck Durchleuchtung 0,6



Übertrag  
 25.900,00 €

.....  
 WENN LÖSUNGEN ZÄHLEN.

EBA AG | Windmühlberg 3 | D-91522 Ansbach  
 Tel.: +49 (0) 981 / 95680 | Fax: +49 (0) 981 / 95681 | info@eba-ag.de | www.eba-ag.de

Bankverbindung: Vereinigte Sparkassen Ansbach | Swift/BIC: BYLADEM1ANS | IBAN: DE75 7655 0000 0000 2433 86  
 Ust.Id-Nr.: DE131937171 | St.-Nr.: 9023/203/120/20018 | Handelsregister: Amtsgericht Ansbach, HRB 3369  
 Vorstand: Stefan Endreß, Klaus Böhmendorfer | Aufsichtsrat: Heidrun Hein (Vors.), Karlheinz Seyerlein, Gerhard Egetemayer

Angebot			
Angebotsnr.	Datum	Gültig bis	Seite
<b>20181460</b>	01.01.2018	31.12.2018	2 / 3
Kundennummer	Referenz		
-			

Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
--------------	-------	----	-------------	--------

**Bildverstärker**

Sirecon 23-2HDR-C 23 cm (9")  
Streustrahlenraster Rund, Pb 8/40, f90

**Monitor**

Doppelmonitor Flachbildschirm: 17"  
600 Cd/m<sup>2</sup>, 1280 × 1024 Pixel, 100 Hz, autom. Helligkeitsanpassung  
170° Betrachtungswinkel horizontal und vertikal

**C-Bogen**

Öffnung: 78 cm  
Eintauchtiefe: 73 cm  
Fokus-BV-Abstand (SID): 100 cm  
Orbitaldrehung: 130° (-40° bis +90°)  
Angulation: ± 190°  
Seitliche Schwenkung: ±12,5°  
Horizontale Bewegung: 20 cm  
Vertikale Bewegung: 45 cm  
In jeder Position ausbalanciert

**Gewährleistung:**

6 Monate inkl. Strahler, Bildverstärker (Hochvakuumteile)

Medizinprodukt, unterliegt Betreiberpflichten gem. MPBetreibV und RöV

**EBA refurbished Systeme mit Zufriedenheitsgarantie**

Servicevorteile:  
Ausgetauschte Verschleißteile  
Neue Speicherbatterien  
Optisch aufbereitet  
Werkswartung und Prüfung

**After Sale Services:**

Wartung nach Herstellervorschrift  
Flexibler Service und kurze Reaktionszeit  
Leihgeräte  
Ersatzteile ab Lager

Übertrag  
25.900,00 €

.....  
WENN LÖSUNGEN ZÄHLEN.

EBA AG | Windmühlberg 3 | D-91522 Ansbach  
Tel.: +49 (0) 981 / 95680 | Fax: +49 (0) 981 / 95681 | info@eba-ag.de | www.eba-ag.de

Bankverbindung: Vereinigte Sparkassen Ansbach | Swift/BIC: BYLADEM1ANS | IBAN: DE75 7655 0000 0000 2433 86  
Ust.Id-Nr.: DE131937171 | St.-Nr.: 9023/203/120/20018 | Handelsregister: Amtsgericht Ansbach, HRB 3369  
Vorstand: Stefan Endreß, Klaus Böhmendorfer | Aufsichtsrat: Heidrun Hein (Vors.), Karlheinz Seyerlein, Gerhard Egetemayer

Angebot			
Angebotsnr.	Datum	Gültig bis	Seite
<b>20181460</b>	01.01.2018	31.12.2018	3 / 3
Kundennummer	Referenz		
-			

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen unter [www.eba-ag.de/agb](http://www.eba-ag.de/agb).

Vielen Dank für Ihre Anfrage

Zahlungskonditionen  
14 Tage ohne Abzüge

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Böhmendorfer

Nettobetrag	<b>25.900,00 €</b>
Mehrwertsteuer 0% aus 0,00 €	0,00 €
Mehrwertsteuer 19% aus 25900,00 €	4.921,00 €
<b>Endbetrag</b>	<b>30.821,00 €</b>

Auftrag zu o.g. Konditionen erteilt

Ort, Datum (bzw. Stempel) + Unterschrift

.....  
*WENN LÖSUNGEN ZÄHLEN.*

EBA AG | Windmühlberg 3 | D-91522 Ansbach  
Tel.: +49 (0) 981 / 95680 | Fax: +49 (0) 981 / 95681 | [info@eba-ag.de](mailto:info@eba-ag.de) | [www.eba-ag.de](http://www.eba-ag.de)

Bankverbindung: Vereinigte Sparkassen Ansbach | Swift/BIC: BYLADEM1ANS | IBAN: DE75 7655 0000 0000 2433 86  
Ust.Id-Nr.: DE131937171 | St.-Nr.: 9023/203/120/20018 | Handelsregister: Amtsgericht Ansbach, HRB 3369  
Vorstand: Stefan Endreß, Klaus Böhmendorfer | Aufsichtsrat: Heidrun Hein (Vors.), Karlheinz Seyerlein, Gerhard Egetemayer